



senectovia®



alea

# alea

Die Alea-Matratze besteht aus einer innovativen Kombination von einem elastischen Schaumstoffkern und profilierter visco-elastischen Schaumstofflagen. Diese beiden Lagen verschiedener Festigkeit werden thermisch zusammengefügt.

Es werden nur halogen- und fckw-freies Material eingesetzt.

Während der Kern aus hochwertigem Stützschaumstoff besteht, bietet die beidseitig gewürfelte visco-elastische Matratzenoberfläche alle Voraussetzungen, die für Komfort und Anforderungen für die Prophylaxe der Dekubitus-Risikofaktoren 1-3 der Nortonskala unabdingbar sind.

Umbetten auf eine andere Matratze entfällt so bei gewissen Veränderungen der Behandlungsprioritäten.



Die Seitenrandverstärkung gibt dem Benutzer ein Gefühl der Sicherheit aber auch einen sicheren Halt beim Aufstehen oder Hinsetzen. Es erleichtert zudem dem Pflegepersonal das Mobilisieren oder Transferieren des Patienten.

Die Alea-Matratze ist eine robuste, langjährig bewährte, beidseitig benutzbare und äusserst komfortable Pflegematratze. Hergestellt in bester Schweizer Qualität.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Materialgarantie: Kern:** 2 Jahre Vollgarantie, ab dem 3. Jahr pro Rata, 10 Jahre auf Durchliegen | **Bezug:** 2 Jahre Vollgarantie

**Dartex-Hülle:** Atmungsaktiv, wasserundurchlässig, waschbar bis 95° C, tumblerfest, feuerhemmendes Material, Wischdesinfektion möglich

### Technische Daten

alea

Abmessung:	2000 x 880 x 160mm weitere Abmessungen auf Anfrage
Patientengewicht:	Alea $\leftarrow$ SL $\rightarrow$ 150 kg
Dartexfarbe:	blau