

# Eagle

## Patientenlift




Abb.: Eagle 620

Diese Bilder sind nur Abbildungen ähnlich. Bestimmte Funktionen können optional oder verschieden sein.



# Ihre Mobilität ist unser Anliegen

# Technische Angaben Eagle

Modell	max. kg	Tiefste Pos. ZAP	Höhe Pos. ZAP	Gesamtlänge	Breite ungespreizt	Breite gespreizt	Gewicht
<b>Eagle 620</b>	150	728	1740	1115	550	1035	37
<b>Eagle 625</b>	175	766	1840	1290	680	1225	42

Maße in mm, Gewicht in kg, Abweichungen bei Maßen und Gewichten (15mm und 1,5kg) sind möglich.



Abb.: Eagle 625



Gestell-Farbe

## Ihre Qualitätsgarantie

In Sachen Qualität erfüllen unsere Produkte die europäischen Richtlinien und nationalen Normen. Für Sie lassen wir unsere Produkte in verschiedenen europäischen Ländern durch unabhängige und anerkannte Prüfinstitute testen.

### STANDARD

erhältlich in dem Größen M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	370	430	400
L	790	420	480	430
XL	850	480	520	450

### KOMFORT

erhältlich in dem Größen M - L - XL

	A	B	C	D	E
M	750	350	470	270	400
L	820	380	490	400	400
XL	900	430	590	400	400

### HYGIENE

erhältlich in dem Größen M - L - XL

	A	B	C	D
M	740	220	580	410
L	780	260	660	470
XL	860	310	710	500

## Vermeiren Schweiz AG

Eisenbahnstrasse 62  
3645 Gwatt (Thun)  
Schweiz

Tel.: +41 (0) 33 335 14 75  
Fax: +41 (0) 33 335 14 67

Mail: [info@vermeiren.ch](mailto:info@vermeiren.ch)  
Site: [www.vermeiren.ch](http://www.vermeiren.ch)



# VERMEIREN

Ihre Mobilität ist unser Anliegen

Für weitere Informationen: Kontaktieren Sie den Händler in Ihrer Nähe.



Technische Änderungen vorbehalten.